

# ValMed · Digitalt termometer

med bøjelig spids

Det digitale termometer fra ValMed er komfortabelt at anvende grundet den bøjelige spids. Termometeret har en høj nøjagtighed, det er hurtigt og let at anvende og har automatisk hukommelse- og slukfunktion. Termometeret kan både anvendes i munden, i armhulen og rektalt.

Indeholder: Digitalt termometer med batteri, opbevaringshylster til termometeret og dansk brugsvejledning.



## Fordele:

- Klassisk digitalt termometer der både kan anvendes i munden, armhulen og rektalt
- Fleksibel og bøjelig spids for øget komfort
- Let at anvende - klarsignal og feberalarm (over 37,8°C)
- Nemt at rengøre med vand og sæbe
- Måler temperaturer i intervallet 35-42°C med en præcision på  $\pm 0,1^\circ\text{C}$
- Automatisk slukfunktion og hukommelse for seneste måling
- Hygiejnisk opbevaringshylster medfølger
- Let forståelig brugsvejledning på dansk
- CE-certificeret
- Bruger almindelige LR41-batterier

## Produktbeskrivelse

ValMed Digitalt Termometer

Indkøbspris\*

Vejl. udsalg

\* Pris ekskl. moms og fragt

ValMed A/S er leverandør af kvalitetsprodukter indenfor kategorierne graviditet/barnepleje, initial førstehjælp, hudpleje og generel selvdiagnosticering. Vi leverer til den danske detailhandel, erhvervslivet og sygehusvæsenet.

ValMed står for kvalitet, til fordelagtige priser.