

ValMed · Engangstermometre

Engangstermometret fra ValMed er til oral brug. Termometeret er let at anvende, præcist og praktisk. Engangstermometeret er specielt velegnet til rejser og udflugter, da det blot kan smides væk efter brug.



Fordele:

- Let at anvende: Termometeret placeres bagerst i munden under tungen og aflæses efter 60 sekunder
- Kan om nødvendigt genbruges, da termometeret nulstilles efter 20 sekunder
- Høj nøjagtighed på $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ i intervallet $37,0-39,0^{\circ}\text{C}$. Engangstermometeret er dermed ligeså præcist som de digitale rektale termometre
- Måler temperaturer fra $35,5^{\circ}\text{C}$ til $40,4^{\circ}\text{C}$
- CE-certificeret
- Fås i pakninger med 10 stk.

Produktbeskrivelse

ValMed Engangstermometre

Indkøbspris*

Vejl. udsalg

* Pris ekskl. moms og fragt

ValMed A/S er leverandør af kvalitetsprodukter indenfor kategorierne graviditet/barnepleje, initial førstehjælp, hudpleje og generel selvdiagnosticering. Vi leverer til den danske detailhandel, erhvervslivet og sygehusvæsenet.

ValMed står for kvalitet, til fordelagtige priser.