

ValMed · Insektgiftfjerner

Med den nye insektgiftfjerner undgår man det ubehag, der følger med bid og stik fra bier, hvepse og andre insekter. Anvendes insektgiftfjernerens umiddelbart efter stikket/biddet, giver vakuumpumpen øjeblikkelig og stor lindring af ubehaget fra stikket/biddet.

Da 10 procent af befolkningen i de industrialiserede lande er allergiske overfor insektbid, er det vigtigt at være opmærksom på at få fjernet brod og gift hurtigst muligt efter et insektbid.

Insektgiftfjernerens er en én-hånds betjent vakuumpumpe, som let og smertefrit suger giften fra et stik eller bid.

Vakuumpumpen placeres over brodden og tværpinden trækkes ved hjælp af én hånd. Vakuummet vil fjerne giften og dermed årsagen til smerten.

Insektgiftfjernerens er dækket af verdensomspændende patenter og kan betjenes af alle.



Produktbeskrivelse

Insektgiftfjerner

Indkøbspris* Vejl. udsalg

* Pris ekskl. moms og fragt

ValMed A/S er leverandør af kvalitetsprodukter indenfor kategorierne graviditet/barnepleje, initial førstehjælp, hudpleje og generel selvdiagnosticering. Vi leverer til den danske detailhandel, erhvervslivet og sygehusvæsenet.

ValMed står for kvalitet, til fordelagtige priser.