

## ValMed · Infrarødt pandetermometer

Pandetermometeret fra ValMed benytter sig af en infrarød sensor til måling af kropstemperaturen. Termometeret placeres på panden, og temperaturen kan aflæses umiddelbart efter tryk på scanningsknappen.

Termometeret er nemt og enkelt at anvende.

Nøjagtighed:  $\pm 0.3$  °C



Fordele:

- Nemt at anvende med få knap-
- Gemmer de 10 seneste målinger
- Let forståelig brugsvejledning på dansk og svensk
- CE-certificeret

per

### Produktbeskrivelse

ValMed Infrarødt Pandetermometer

Indkøbspris\*

Vejl. udsalg

\* Pris ekskl. moms og fragt

ValMed A/S er leverandør af kvalitetsprodukter indenfor kategorierne graviditet/barnepleje, initial førstehjælp, hudpleje og generel selvdiagnosticering. Vi leverer til den danske detailhandel, erhvervslivet og sygehusvæsenet.

*ValMed står for kvalitet, til fordelagtige priser.*