

# ValMed · Termometersut

ValMed's babytermometer formet som en sut gør det nemt at måle temperaturen på babyer og børn under 5 år. Termometeret er nemt, sikkert og præcist at anvende.

Indeholder: Termometersut med batteri, opbevaringshylster til termometer samt dansk brugsvejledning.



## Fordele:

- Termometeret er formet som en sut, så temperaturen lettere kan måles på babyer og børn under 5 år
- Tydeligt digitalt display
- Let at anvende - klarsignal og feberalarm (over 37,8°C)
- Måler temperaturer i intervallet 35-39°C med en præcision på  $\pm 0,1^\circ\text{C}$ . Herudover  $\pm 0,2^\circ\text{C}$  i intervallet 32-35°C og 39-42°C
- Automatisk slukfunktion og hukommelse for seneste måling
- Hygiejnisk opbevaringshylster medfølger
- Let forståelig brugsvejledning på dansk
- CE-certificeret
- Bruger almindelige LR41 batterier (batteri medfølger).

## Produktbeskrivelse

ValMed Termometersut

Indkøbspris\*

Vejl. udsalg

\* Pris ekskl. moms og fragt

ValMed A/S er leverandør af kvalitetsprodukter indenfor kategorierne graviditet/barnepleje, initial førstehjælp, hudpleje og generel selvdiagnosticering. Vi leverer til den danske detailhandel, erhvervslivet og sygehusvæsenet.

ValMed står for kvalitet, til fordelagtige priser.